

Anticorpo Policlonale Anti-Cdca5 Per Wb - Q96Ff9

Numero articolo: CM0022910

introduzione

CDCA5 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto nel coniglio contro la proteina CDCA5 (sororin) umana. Convalidato per WB e ELISA, reagisce con campioni di origine umana, murine e ratta. Ideale per lo studio della coesione dei cromatidi fratelli e della divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDCA5 Rabbit pAb
Note/Alias	SORORIN; CDCA5
Specie	Umana
ID genico	113130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-150 di CDCA5 umano (NP_542399.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina, Ratta
SWISS	Q96FF9
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio