


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdca8 Per Wb, Elisa - Q53HI2

Numero articolo: CM0015868



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CDCA8 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Validato per la ricerca sulla mitosi e la divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDCA8 Rabbit pAb
Note/Alias	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	55143
ID Gene	55143
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-124 del CDCA8 umano (NP_060571.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q53HL2
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio