


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cdca8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q53HI2

Numero articolo: CM0013098



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a CDCA8 (Borealin), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione mitotica e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDCA8 Rabbit pAb
Note/Alias	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55143
GeneID	55143
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di CDCA8 umano (NP_060571.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q53HL2
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio