

Anticorpo Monoclonale Anti-Cdcp1 Per Fc - Q9H5V8

Numero articolo: CM0010225

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro CDCP1 umano (CD318, TRASK). Per citometria a flusso. CDCP1 è una proteina di adesione cellulare coinvolta nella progressione tumorale e nelle metastasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CDCP1 Umano
Note/Alias	CD318; TRASK; SIMA135
Specie	Umana
GeneID (Umano)	64866
GeneID	64866
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-666 di CDCP1 umano (NP_073753.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q9H5V8
Peso Proteico	37kDa/72kDa/92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio