

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdcp1 Per Wb, Elisa - Q9H5V8

Numero articolo: CM0028278

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CDCP1 per WB ed ELISA. Reagisce con CDCP1 umano e murino, un marcatore di adesione cellulare e progressione tumorale con ruoli nella diagnosi della leucemia e nei sottogruppi di cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDCP1 Rabbit pAb
Note/Alias	CD318; TRASK; SIMA135; CDCP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64866
GeneID	64866
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-343 di CDCP1 umano (NP_835488.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9H5V8
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio