

Anticorpo Policlonale Anti-Cdh11 Per Wb, Elisa - P55287

Numero articolo: CM0029980

introduzione

Esplora l'adesione e la migrazione cellulare con questo anticorpo policlonale anti-CDH11 di origine rabbit. Convalidato per WB e ELISA, riconosce la CDH11 umana (OB-caderina) e presenta reazione crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca su caderine e adesioni focali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDH11 Rabbit pAb
Note/Alias	OB, ESWS, CAD11, CDHOB, OSF-4, TBHS2, CDH11
Specie	Umana
ID gene (umano)	1009
ID gene	1009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-400 della CDH11 umana (NP_001788.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P55287
Peso proteico	88 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato