

Anticorpo Policlonale Anti-Cdh11 Per Wb, If/Icc, Elisa - P55287

Numero articolo: CM0013118

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CDH11 validato per WB, IF/ICC, ELISA nell'uomo e nel topo. Bersaglia la caderina-11, una proteina di adesione cellulare coinvolta nell'assemblaggio delle adesioni focali e nella migrazione, rilevante per la ricerca su ossa e cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDH11 Rabbit pAb
Note/Alias	OB; ESWS; CAD11; CDHOB; OSF-4; TBHS2; CDH11
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-400 della CDH11 umana (NP_001788.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo
SWISS	P55287
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio