

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdh19 Per Wb, Elisa - Q9H159

Numero articolo: CM0014929

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CDH19 umano (Caderina-19), validato per WB ed ELISA. Adatto per studi di adesione cellulare e di ordinamento tissutale, con reattività crociata su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDH19 Rabbit pAb
Note/Alias	CDH7; CDH7L2; CDH19
Specie	Umano
GenelD (Umano)	28513
GenelD	28513
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-440 di CDH19 umano (NP_066976.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9H159
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio