


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdh3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22223

Numero articolo: CM0017908



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CDH3 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. La caderina-3 (P-caderina) è una proteina di adesione cellulare calcio-dipendente; ideale per applicazioni di ricerca e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb anti-CDH3 di coniglio
Note/Alias	CDHP; HJMD; PCAD; CDH3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1001
GeneID	1001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-350 della CDH3 umana (NP_001784.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P22223
Peso della proteina	91 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante