

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdh4 Per Wb, Elisa - P55283

Numero articolo: CM0016235

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CDH4 (caderina-4, R-caderina). Validato per WB ed ELISA; reattività crociata con uomo, topo e ratto. Immunogeno ricombinante, 100 kDa. Adatto per studi sull'adesione cellulare e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-CDH4
Note/alias	CAD4; RCAD; R-CAD; CDH4
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1002
GeneID	1002
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 757-916 della CDH4 umana (NP_001785.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P55283
Peso della proteina	100 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante