

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdh8 Per Wb, If/Icc, Elisa - P55286

Numero articolo: CM0022340

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Cadherina-8 umana (CDH8) per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sull'adesione cellulare e le neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDH8 Rabbit pAb
Specie	Umana
GeneID	1006
Immunogeno	Proteina ricombinante della CDH8 umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P55286
Spedizione	Sacco di ghiaccio