

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cdip1 Per Wb, Elisa - Q9H305

Numero articolo: CM0016790

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CDIP1 umano, un effettore dell'apoptosi p53, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDIP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	l1; CDIP; LITAF1; C16orf5; CDIP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29965
GeneID	29965
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 di CDIP1 umano (NP_001185983.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H305
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio