


Anticorpo Policlonale Anti-Cdk1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06493

Numero articolo: CM0014135



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CDK1 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDK1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CDC2, CDC28A, P34CDC2, CDK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	983
GeneID	983
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-297 del CDK1 umano (NP_001777.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06493
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio