

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdk1 Per Wb, Ip, Elisa - P06493

Numero articolo: CM0003228



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CDK1 convalidato per Western blot, immunoprecipitazione e ELISA. Rileva la CDK1 umana e murina (P06493), una serina/treonina chinasi cruciale per la progressione del ciclo cellulare. Adatto per studi di oncologia e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDK1 Rabbit mAb
Note/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Specie	Umana
GeneID	983
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 198-297 della CDK1 umana (NP_001777.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P06493
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio