


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdk1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06493

Numero articolo: CM0013661



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CDK1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Riconosce CDK1 umano, di topo e di ratto. Chinasi mitotica chiave per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDK1 Rabbit pAb
Note/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	983
ID Gene	983
Immunogeno	Peptide sintetico/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 198-297 di CDK1 umano (NP_001777.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06493
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio