

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cdk10 Per Wb, Elisa - Q15131

Numero articolo: CM0030336

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CDK10 umano (chinasi dipendente dalla ciclina 10), validato per WB ed ELISA. Rileva CDK10 umano e murino (MW prevista 41 kDa). Ideale per ricerche sul ciclo cellulare, sul citoscheletro e sulla ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDK10 Rabbit pAb
Note/Alias	ALSAS; PISSLRE; CDK10
Specie	Umano
GenelD	8558 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-283 del CDK10 umano (NP_001092003.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q15131
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio