

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdk11B Per If/Icc, Elisa - P21127

Numero articolo: CM0017860



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDK11B, validato per IF/ICC ed ELISA. Reagisce con proteine umane, murine e di ratto. Adatto per lo studio dei ruoli di CDK11B nella trascrizione, nello splicing e nella mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDK11B Rabbit pAb
Note/alias	p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B
Specie	Uomo
GeneID (umano)	984
GeneID	984
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di CDK11B umano (NP_277021.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P21127
Peso della proteina	93 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio