

Anticorpo Monoclonale Anti-Cdk12 Per Ihc-P, Elisa - Q9Nyv4

Numero articolo: CM0006624



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-CDK12 da coniglio validato per applicazioni IHC-P e ELISA.

Riconosce CDK12 umano, di topo e ratto, una chinasi che regola l'allungamento della trascrizione e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDK12 Rabbit mAb
Note/Alias	CRK7; CRKR; CRKRS; CDK12
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51755
GeneID	51755
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 420-516 di CDK12 umano (NP_057591.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NYV4
Peso proteico	164kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio