

Anti-Cdk12 Pab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyv4

Numero articolo: CM0018353



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDK12, diretto alla regione N-terminale (aa 1-300). Applicazioni: WB, IHC-P, ELISA. Reattività: umano, topo, ratto. Ideale per studiare l'allungamento della trascrizione e la stabilità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDK12 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	CRK7, CRKR, CRKRS, CDK12
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51755
ID gene	51755
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della proteina CDK12 umana (NP_057591.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NYV4
Peso proteico	164 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio