

Anticorpo Policlonale Anti-Cdk16 Per If/Icc, Elisa - Q00536

Numero articolo: CM0024831



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDK16 umano (PCTAIRE1, PCTK1) per IF/ICC ed ELISA. Validato per la reattività crociata con l'essere umano, peso target 56kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDK16 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PCTK1; PCTAIRE; PCTAIRE1; PCTGAIRE; CDK16
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5127
ID Gene	5127
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 277-496 del CDK16 umano (NP_006192.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q00536
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio