

## Anticorpo Policlonale Anti-Cdk18 Per Wb E Elisa - Q07002

Numero articolo: CM0023398

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana CDK18 (PCTK3/PCTAIRE3). Immunogeno ricombinante (aa 373-474). Convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con antigeni umani e murini. Ideale per studi di trasduzione del segnale in cellule differenziate.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                      | Valore                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                  | CDK18 Rabbit pAb                                                                                                                                       |
| Note / Alias                   | PCTK3, PCTAIRE, PCTAIRE3, CDK18                                                                                                                        |
| Specie                         | Uomo                                                                                                                                                   |
| GeneID (umano)                 | 5129                                                                                                                                                   |
| GeneID                         | 5129                                                                                                                                                   |
| Immunogeno                     | Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 373-474 della CDK18 umana (NP_002587.2) |
| Origine                        | Coniglio                                                                                                                                               |
| Categoria                      | Anticorpi policlonali                                                                                                                                  |
| Applicazione                   | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Reattività crociata            | Uomo, Topo                                                                                                                                             |
| SWISS                          | Q07002                                                                                                                                                 |
| Peso molecolare della proteina | 54 kDa                                                                                                                                                 |
| Spedizione                     | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                      |