

Anticorpo Policlonale Anti-Cdk19 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwu1

Numero articolo: CM0023741

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la CDK19 umana, una chinasi componente del complesso Mediatore coinvolto nella regolazione trascrizionale. Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con essere umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla trascrizione e sulle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDK19 Rabbit pAb
Note/Alias	CDK11; DEE87; CDC2L6; EIEE87; bA346C16.3; CDK19
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	23097
ID gene	23097
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 della CDK19 umana (XP_005266928.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BWU1
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio