


Anticorpo Monoclonale Anti-Cdk2 (Fosfo-T160) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P24941

Numero articolo: CM0001781



introduzione

Coniglio mAb Fosfo-CDK2-T160 validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce con CDK2 umano, murino, ratto; targeting T160 fosforilata; ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-CDK2-T160 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CDKN2; p33(CDK2); Fosfo-CDK2-T160
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1017
GenelD	1017
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a T160 del CDK2 umano (NP_001789.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P24941
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio