


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cdk2 (Validato Ko) Per Western Blot E Elisa - P24941

Numero articolo: CM0003252



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CDK2 (validato KO) per Western blot e ELISA. Reattività confermata con CDK2 umano, murino e ratto. Validato per studi su knockout. Mira alla chinasi dipendente dalla ciclina 2 (P24941), un regolatore principale del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	[Validato KO] mAb coniglio CDK2
Osservazioni/Alias	CDKN2; p33(CDK2); K2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1017
GeneID	1017
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 199-298 del CDK2 umano (P24941)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P24941
Peso proteico	30 kDa/34 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio