


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdk2 [Convalidato Ko] Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Numero articolo: CM0022176



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDK2 umano, convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva CDK2 endogeno (~30/34 kDa) in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare, riparazione del DNA e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] CDK2 Rabbit pAb
Note/Alias	CDKN2; p33(CDK2); K2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1017
GeneID	1017
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-298 di CDK2 umano (NP_001789.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24941
Peso Proteico	30 kDa/34 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio