

Anticorpo Policlonale Anti-Cdk20 Per Ihc-P Ed Elisa - Q8IzL9

Numero articolo: CM0025559

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CDK20 validato per IHC-P ed ELISA, reagente con umano e ratto. Ideale per applicazioni di ricerca sul ciclo cellulare, segnalazione Shh e ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CDK20 Rabbit pAb
Note/Alias	P42; CCRK; CDCH; PNQALRE; CDK20
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23552
GeneID	23552
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di CDK20 umano (Q8IZL9)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Rat
SWISS	Q8IZL9
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio