


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdk2Ap1 Per Wb, Elisa - O14519

Numero articolo: CM0020379



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb) CDK2AP1 validato per Western blot ed ELISA. Mira al CDK2AP1 umano (DOC-1), un inibitore di CDK2 e componente del complesso di rimodellamento della cromatina NuRD. Ideale per la ricerca sul cancro e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio CDK2AP1
Note/Alias	DOC1; ST19; DORC1; doc-1; p12DOC-1; CDK2AP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8099
ID Gene	8099
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-115 del CDK2AP1 umano (NP_004633.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14519
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio