

## Anticorpo Policlonale Anti-Cdk4 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11802

Numero articolo: CM0017007



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CDK4 validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con CDK4 umano e murino, una chinasi chiave del ciclo cellulare che regola la transizione G1/S. Ideale per la ricerca sul cancro e gli studi sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | pAb di Coniglio CDK4                                                                                                                    |
| Note/Alias            | CMM3; PSK-J3; CDK4                                                                                                                      |
| Specie                | Umano                                                                                                                                   |
| ID Gene (Umano)       | 1019                                                                                                                                    |
| Immunogeno            | Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-303 di CDK4 umano (NP_000066.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                   |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo                                                                                                                             |
| SWISS                 | P11802                                                                                                                                  |
| Peso Proteico         | 34kDa                                                                                                                                   |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                      |