


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdk5 [Convalidato Ko] Per Wb Ed Elisa - Q00535

Numero articolo: CM0006925



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO mirato a CDK5, adatto per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Esplora lo sviluppo neuronale, l'apoptosi e la regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] mAb di coniglio anti-CDK5
Note/Alias	LIS7; PSSALRE; K5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1020
ID Gene	1020
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 92-289 della CDK5 umana (NP_004926.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00535
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio