


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdk5 (Validato Ko) Per Wb, Elisa - Q00535

Numero articolo: CM0022581



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO contro CDK5 umano (chinasi 5 ciclina-dipendente), adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva CDK5 in campioni umani, murini e di ratto, supportando la ricerca sul ciclo cellulare, la neurogenesi e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] CDK5 Rabbit pAb
Note/Alias	LIS7; PSSALRE; K5
Specie	Umano
ID del gene	1020
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-289 di CDK5 umano (NP_004926.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q00535
Peso della proteina	33kDa
Spedizione	Borsa refrigerante