

Anticorpo Monoclonale Anti-Cdk5R1 Per Wb, Elisa - Q15078

Numero articolo: CM0006809



introduzione

CDK5R1 Rabbit mAb (p35) convalidato per WB/ELISA in uomo, topo e ratto. Attivatore neuronale specifico di CDK5 coinvolto nella crescita dei neuriti, nella laminazione corticale e nella regolazione dell'orologio circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDK5R1 Rabbit mAb
Note / Alias	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Specie	Uomo
GeneID	8851
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di CDK5R1 umano (NP_003876.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15078
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio