


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdk5R1 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15078

Numero articolo: CM0007597



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro CDK5R1 (p35) adatto per Western Blot, IF/ICC, IF-P e ELISA in Uomo, Topo e Ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica sulla crescita dei neuriti e sui ritmi circadiani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDK5R1 Rabbit mAb
Note/Alias	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8851
GeneID	8851
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15078
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio