


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cdk5R1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15078

Numero articolo: CM0014153



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia la proteina umana CDK5R1 (p35), validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Rileva la CDK5R1 endogena in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione neuronale della CDK5.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDK5R1 Rabbit pAb
Note/Alias	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8851
GeneID	8851
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-307 della CDK5R1 umana (NP_003876.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15078
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio