

Anticorpo Policlonale Anti-Cdk5Rap1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Sz6

Numero articolo: CM0024037

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDK5RAP1 umano, una metiltransferasi tRNA mitocondriale essenziale per la traduzione proteica. Validato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reattività con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDK5RAP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	C42; CGI-05; HSPC167; C20orf34; CDK5RAP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51654
Gene ID	51654
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-350 di CDK5RAP1 umano (NP_057492.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96SZ6
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio