


Anticorpo Policlonale Anti-Cdk5Rap2 Per Wb, Elisa - Q96Sn8

Numero articolo: CM0016405



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CDK5RAP2 (Cep215) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce con l'uomo; 215 kDa. Per studi sulla regolazione dei centrioli e sull'orientamento del fuso.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Valore
Nome del prodotto	CDK5RAP2 Rabbit pAb
Note/alias	C48; MCPH3; Cep215; CDK5RAP2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	55755
GeneID	55755
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1744-1893 di CDK5RAP2 umano (NP_060719.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q96SN8
Peso della proteina	215 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante