


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdk5Rap3 (C53/Lzap) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jb5

Numero articolo: CM0027852



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDK5RAP3 (C53/LZAP), prodotto con immunogeno ricombinante (aa 1-300). Convalidato in WB, IF/ICC, ELISA per uomo, topo, ratto. Adatto per studi su ufmilazione, riciclo ribosomiale e regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDK5RAP3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	80279
GeneID	80279
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della proteina CDK5RAP3 umana (NP_788276.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96JB5
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio