


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdk6 Per Wb E Elisa - Q00534

Numero articolo: CM0002505



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la CDK6 umana. Validato per WB e ELISA, reagisce con uomo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e la differenziazione. 37kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDK6 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1021
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 227-326 della CDK6 umana (Q00534).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q00534
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio