


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdk6 Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q00534

Numero articolo: CM0009042



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per CDK6 umano (37 kDa), un regolatore chiave della transizione del ciclo cellulare G1/S. Validato per WB, IP, IF/ICC ed ELISA. Utile per studi di oncologia e differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDK6 Rabbit mAb
Note/Alias	MCPH12; PLSTIRE
Specie	Umano
GeneID (umano)	1021
GeneID	1021
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 227-326 di CDK6 umano (NP_001250.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q00534
Peso proteico	37 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante