


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdk6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q00534

Numero articolo: CM0013692



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDK6 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Rileva una banda a ~37 kDa. Ideale per la ricerca sulla regolazione del ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-CDK6
Osservazioni/Alias	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1021
ID Gene	1021
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 226-326 di CDK6 umano (NP_001250.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q00534
Peso Proteico	37 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio