


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cdk6 Per Wb - Q00534

Numero articolo: CM0014497



introduzione

pAb coniglio anti-CDK6 validato per WB in umano, topo, ratto. Bersaglia la chinasi dipendente da ciclina 6 (37kDa), un regolatore chiave del ciclo cellulare. Ideale per studi sul cancro e sulla differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio CDK6
Osservazioni/Alias	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Specie	Umano
GeneID	1021 (Umano)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-326 del CDK6 umano (NP_001250.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00534
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio