


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdk8 Per Wb E Elisa - P49336

Numero articolo: CM0011616



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la chinasi 8 dipendente dalla ciclina (CDK8) umana. Validato per WB e ELISA, presenta reazione crociata con topo e ratto. Adatto per studi sul complesso Mediatore e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDK8 mAb di coniglio
Annotazioni/alias	K35; IDDHBA; CDK8
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	1024
GeneID	1024
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi da 1 a 100 della CDK8 umana (P49336).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P49336
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio