


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cdk8 Per Wb E Elisa - P49336

Numero articolo: CM0005382



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CDK8 ad alta specificità convalidato per Western blot e ELISA. Riconosce il CDK8 umano e murino, una chinasi essenziale per la funzione del complesso Mediatore e la ricerca sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDK8 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	CDK8; K35; chinasi dipendente dalla ciclina 8
Specie	Umano
GeneID	1024
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 364-464 del CDK8 umano (NP_001251.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P49336
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio