

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cdk9 (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P50750

Numero articolo: CM0003075



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CDK9 validato KO rileva CDK9 umano, murino, ratto. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ideale per studi sulla trascrizione e sull'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] CDK9 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; K9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1025
GeneID	1025
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 273-372 del CDK9 umano (P50750)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P50750
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio