

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cdk9 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50750

Numero articolo: CM0013666



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CDK9 umano per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva CDK9 umano, murino e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDK9 Rabbit pAb
Note/Alias	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
Specie	Umano
GeneID (umano)	1025
GeneID	1025
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P50750
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio