

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cdkl3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ivw4

Numero articolo: CM0019603



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CDKL3 (NKIAMRE) validato per WB, IHC-P, ELISA. Cross-reattività con umano, topo, ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione delle chinasi. UniProt Q8IVW4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDKL3 pAb coniglio
Note/Alias	NKIAMRE; CDKL3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51265
ID Gene	51265
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 del CDKL3 umano (NP_001107047)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8IVW4
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio