

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P38936

Numero articolo: CM0007224



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CDKN1A/p21CIP1 umano (p21). Validato per Western blot, immunohistochimica e ELISA. Rileva una banda di 18 kDa; ideale per studi sul ciclo cellulare e oncologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio CDKN1A/p21CIP1
Note/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1026
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-164 di CDKN1A/p21CIP1 umano (NP_000380.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P38936
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio