

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P38936

Numero articolo: CM0012728



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CDKN1A/p21CIP1 umano, validato per WB, IP, IF/ICC, ELISA. Riconosce bersagli umani e murini; ideale per studi sul ciclo cellulare e sul danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] CDKN1A/p21CIP1 Rabbit mAb
Note/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1026
GeneID	1026
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-164 di CDKN1A/p21CIP1 umano (NP_000380.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P38936
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio