

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P38936

Numero articolo: CM0024830



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia CDKN1A/p21CIP1 (p21) umano. Validato per WB, IHC-P, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Rileva una banda a ~18 kDa. Ideale per la ricerca sul cancro e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDKN1A/p21CIP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1026
ID gene	1026
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-164 di CDKN1A/p21CIP1 umano (NP_000380.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	P38936
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio