


Anticorpo Policlonale Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P46527

Numero articolo: CM0017717



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CDKN1B/p27KIP1, validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva proteine umane, murine e di ratto. Inibitore delle chinasi ciclina-dipendenti che regola la progressione del ciclo cellulare; essenziale per l'arresto in G1. Adatto per studi sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDKN1B/p27KIP1 Rabbit pAb
Note/alias	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1027
GeneID	1027
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-198 della CDKN1B/p27KIP1 umana (NP_004055.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P46527
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio