


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P46527

Numero articolo: CM0020067



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia CDKN1B/p27KIP1 umano (P46527). Convalidato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sulla regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDKN1B/p27KIP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1027
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-198 di CDKN1B/p27KIP1 umano (NP_004055.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P46527
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio